

Formblatt für die Aufzeichnung des Ausgangszustandes nach dem Durchführen einer überlappenden Konstanzprüfung (Röntgenfilme)

Änderungsgrund:

- Filmwechsel (gleiche oder höhere Empfindlichkeit)
- Wechsel Film-Foliensystem (gleiche oder höhere Empfindlichkeit)
- Austausch des Prüfkörpers
- Austausch Entwicklungseinrichtung (gleicher Hersteller und Fabrikat)

Betreiber:			
Anlage zum Prüfbericht der Abnahmeprüfung vom:			
Röntgeneinrichtung			
Bezeichnung:			
Röntgenstrahler (Serien-Nr.):			
Verwendeter Prüfkörper (Hersteller, Serien-Nr.):			
Angaben zum bisherigen System			
Datum der Abnahmeprüfung (siehe Prüfbericht) der bisherigen Referenzaufnahme:			
Filmtyp:		Folientyp (Empfindlichkeit):	
Entwicklungseinrichtung:			
Bisherige Expositionsdaten:	kV	mA	Belichtungszeit s
			bzw. gewählte Tasten: (z. B. Filmstufe/Patientenangleich)
Angaben zum neuen System			
Datum des Neuansatz der Filmchemie (3-6 Tage vor der Durchführung des Filmwechsels):			
Temperatur des Entwicklers (vgl. mit Sollwert lt. Abnahmeprüfung):			
Filmtyp:		Folientyp (Empfindlichkeit):	
Entwicklungseinrichtung:			
Neue Expositionsdaten:	kV	mA	Belichtungszeit s
			bzw. gewählte Tasten: (z. B. Filmstufe/Patientenangleich)
Optische Dichte	Stufe 1:	Stufe 2:	Stufe 3:
(Bei analogem Bildempfänger, wenn Überprüfung der Änderung durch Depot/Sachverständiger/Zahnärztliche Stelle)			
Die Anpassung der Belichtungszeiten für die Durchführung der Patientenaufnahmen wurde durchgeführt.			

Ort/Datum

Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen